



PROTOCOLE DE RECUEIL POUR UN EXAMEN CYTO- BACTÉRIOLOGIQUE DES SELLES : COPROCULTURE

Il est recommandé de recueillir un échantillon sur des selles diarrhéiques.

- Au préalable, se procurer un flacon au laboratoire ou en pharmacie.
- Recueillir un échantillon de selles (l'équivalent du volume d'une noix) dans le flacon.
- Fermer correctement le flacon.
- Nettoyer l'extérieur et réaliser un geste d'hygiène des mains.

Identifier le flacon et le porter immédiatement au laboratoire (délai de 2h maximum).

Si délai > 2 heures, conserver à + 4°C au frigo (délai de 12h maximum).

Remplir la fiche de transmission individuelle (recto).