

PRECONISATIONS POUR PRELEVEMENTS SANGUINS LABORATOIRE BELILAB

**Tous les prélèvements doivent nous parvenir dans la matinée
Le transport se fait dans les malettes fournies par le laboratoire.**

Les modifications apportées au document sont signalées en gras.

MU(A)-FOR-PREL-010-version 16 - Date d'application: 25/03/2022

Analyses	préconisé (case colorée) et possible (X)					Particularités
	Sérum	Héparine	EDTA	Citrate	Autre	
ACTH					Aprotinine	Tube dispo sur demande. A déposer dans l'heure qui suit le prélèvement. Analyse sous-traitée,
AC anti CMV						
AC anti EBV						
AC anti HAV						
AC anti HBc, anti HBs						Vaccination antérieure?
AC anti HCV						
AC anti HIV						
Ac anti-nucléaires						Analyse sous-traitée
Ac anti-phospholipides						Analyse sous-traitée
AC anti récepteur TSH (TRAK ou TBii)						Réalisé le mercredi
AC anti tétanos						Analyse sous-traitée
AC anti thyroïdiens ATG ATPO						
ACE, AFP						
Acide urique	x					A jeun
Albumine	x					
Alcoolémie	x					
Anti coagulant Circulant				(*)		Analyse sous-traitée
Activité anti Xa Héparinémie				(*)		Plvt 4 H après l'injection, à déposer dans les 2 H si HNF (6 H si HBPM) : préciser si HNF ou HBPM, date et heure de l'injection
ASD, ASLO, ASK						Analyse sous-traitée
AT3				(*)		Analyse sous-traitée
Bicarbonates RA	x					
Bilan lipidique, Cholestérol, EAL, HDL						Jeûne strict depuis 12 H
Bilirubine totale directe et conjuguée	x					
BNP						Analyse sous-traitée
NT PRO BNP		x	x			
BW - Sérologie Syphilis		x				
CA 125, CA 19,9, CA 15,3						

Analyses	préconisé (case colorée) et possible (X)					Particularités
	Sérum	Héparine	EDTA	Citrate	Autre	
Calcémie, Ca corrigé	x					
CCP						Analyse réalisée Lun, merc, Vend
CDT						Identité à vérifier (avec preuve) et HN si bilan sous préfecture. Analyse réalisée Lun,
Chlorures	x					
CSS, Coefficient de Saturation Sidérophiline	x					
Cortisol						Prvt avant 10 H sauf si heure spécifiée
CPK	x					
Créatinine	x					
CRP	x		x			
Cryoglobulines						Plvt au laboratoire, à jeun, Analyse sous-traitée
D Dimères				(*)		
Digoxine, Vancomycine, Amikacine, Gentamicine						Noter heure dernière prise et posologie
Electrophorèse Protéines						
Estradiol 17BE2		x				Noter jour du cycle, PMA?
Facteur V				(*)		
Autres facteurs coagulation				(*)		Dépôt dans les 4 heures. Analyses sous traitées
Facteur Rhumatoïde						Analyse réalisée Lun, merc, Vend
Fer	x					A jeun
Ferritine	x					A jeun si ajout de FCC
Fibrinogène				(*)		
Folates érythrocytaires						
Folates sériques		x				A jeun
FSH		x				Noter jour du cycle
TSH FT3 FT4		x				Préciser si traitement
GGT	x					
Glycémie		Dépôt dans les 2H			Fluorure	A jeun
Groupe sanguin						Noter Nom, prénom, NJF, DDN et Sexe Vérifier avec une pièce d'identité
Haptoglobine		x				
HbA1c (Hb glyquées)				x	Fluorure	
HBs Antigène						Vaccination antérieure ?
HCG						Noter date des dernières règles ou de début de grossesse

Analyses	préconisé (case colorée) et possible (X)					Particularités
	Sérum	Héparine	EDTA	Citrate	Autre	
Hémocultures						Aérobie puis anaérobie
Héparinémie				(*)		voir AXA
Hyper glycémie provoquée HPO						Au laboratoire, à jeun
IgA transglutaminase						Analyse réalisée le mercredi
IgG IGA IGM						
Immuno Electrophorèse						
Insuline						Noter l'heure si non à jeun. Analyse soustraitée
INR, TP				(*)		Préciser le nom de l'anticoagulant et la posologie
Ionogramme	x					Acheminement rapide
LDH	x					
LH		x				Noter jour du cycle
Lipase	x					
Magnésium	x					
MNI test						
NFP Hémogramme						
Phadiatop, Trophatop						Analyses réalisées mardi et Vendredi
PAL Phosphatases Alcal.	x					
Phosphore	x					A jeun
Plaquettes						Conservation possible 24 H à 4°C
Plasmodium, paludisme Parasites sanguins						Renseignements cliniques : Voyage à l'étranger, température... Acheminement rapide au laboratoire
Potassium - K	x					Acheminement rapide
Préalbumine	x					
Procalcitonine		x	x			
Progesterone						
Prolactine						Repos 20 mn
Protides		x				
PSA, PSA libre						Acheminement rapide
PTH intacte						
RAI : Agglutines irrégulières	x					Noter Nom, prénom, NJF, DDN et Sexe Préciser si ATCD transfusion ou Rhophylac (date et posologie) Vérifier avec une pièce d'identité
RAST (allergènes)						Analyses réalisées mardi et Vendredi
RCD : Coombs direct						
Réserve alcaline	x					
Réticulocytes						

Analyses	préconisé (case colorée) et possible (X)					Particularités
	Sérum	Héparine	EDTA	Citrate	Autre	
Sérologie Rubéole						Grossesse ?
Sérologie SARS-COV2		x				
Sérologie Toxoplasmose						Grossesse ? DDR
Sodium - Na	x					
TCA				(*)		Dépôt dans les 6H sauf si suivi HNF --> dans les 2H (préciser date et heure de l'injection)
Testostérone						
TGO - ASAT	x					
TGP - ALAT	x					
Transferrine FCC	x					
Triglycérides	x					Jeûne strict depuis 12 H
Troponine		x				Acheminement rapide
TSH		x				Préciser traitement
Urée	x					
Vitamine B1						A l'abri de la lumière, analyse sous-traitée payante
Vitamine B6						Analyse sous-traitée
Vitamine B12		x				
Vitamine D		x				
VS Vitesse de sédimentation						
Zinc						Tube sec sans gel, analyse sous-traitée

(*) remplissage jusqu'au trait impératif

Pour les analyses ne figurant pas dans ce tableau, n'hésitez pas à nous appeler, les préconisations sont visualisables dans l'application gratuite "Cerba" téléchargeable sur smartphone

Les tubes particuliers nécessaires sont fournis à la demande

Nous restons à votre disposition pour toutes demandes de renseignements complémentaires

AUCHEL 18 place Jules Guesde Tél : 03 21 68 90 30 Mail : labo.auchel@belilab.fr

BETHUNE 100 Boulevard Basly Tél : 03 21 68 71 20 Mail : labo.clinique@belilab.fr

BETHUNE 8 rue Gaston Defferre Tél : 03 21 63 76 90 Mail : labo.bethune@belilab.fr

LILLERS 2 rue Fossé Cave Tél : 03 21 54 72 10 Mail : labo.lillers@belilab.fr

RAPPEL SUR ORDRE DES TUBES : CITRATE → SEC → HEPARINE → EDTA → FLUORURE