



**Tous les prélèvements doivent nous parvenir dans la matinée  
sauf délais particuliers précisés ci-dessous**  
**Le transport se faisant dans les sacs isothermes fournis par le laboratoire**

Analyses	préconisé (case colorée) et possible (X)					Particularités	Délai habituel / délai si demande en urgence
	Sérum	Héparine	EDTA	Citrate	Autre		
AC anti CCP		x	x				Jeudi / J0
AC anti CMV		x	x				J0 / 4 H
AC anti EBV			x				J + 2 / J0
AC anti HAV		x	x				J0 / 4 H
AC anti HBc		x	x				J0 / 4 H
AC anti HBs		x					J0 / 4 H
AC anti HCV		x	x				J0 / 4 H
AC anti HIV		x					J0 / 4 H
AC anti tétanos			x				J0 / 4 H
AC anti thyroïdiens ATG ATPO							J0 / 4 H
ACE							J0 / 2 H
Acide urique	x						J0 / 1 H
AFP							J0 / 2 H
Albumine	x						J0 / 1 H
Anti coagulant Circulant						1 tube de chaque	Envoi
Activité anti Xa						Prélèvement 4 H après l'injection, à déposer dans l'heure	J0 / 1 H
ASD, ASLO, ASK							Envoi
AT3							Envoi
Bicarbonates	x						J0 / 1 H
Bili conjuguée	x					transport à l'abri de la lumière	J0 / 1 H
Bilirubine totale	x						J0 / 1 H
BNP							J0 / 1 H
BW - Sérologie Syphilis							J + 3 / 4 H
CA 125		x					J0 / 2 H
CA 15.3		x					J0 / 2 H
CA 19.9		x					J0 / 2 H
Calcémie, Ca corrigé	x						J0 / 1 H
Calcium ionisé						Dépôt dans l'heure	Envoi
Carbamazépine (Tégréol)	x					Noter heure dernière prise et posologie	Envoi
CDT							Lundi, Mercredi / J0



Analyses	préconisé (case colorée) et possible (X)					Particularités	Délai habituel / délai si demande en urgence
	Sérum	Héparine	EDTA	Citrate	Autre		
Chlorures	x						J0 / 1 H
Cholestérol total, chol. HDL	x						J0 / 1 H
CSS, Coefficient de Saturation Sidérophiline	x						J0 / 1 H
Cortisol		x	x			Prvt avant 9 H sauf si heure spécifiée	J0 / 3 H
CPK	x						J0 / 1 H
Créatinine	x						J0 / 1 H
CRP	x		x				J0 / 1 H
Cryoglobulines						Plvt au laboratoire	Envoi
D Dimères							J0 / 1 H
DHS, RAST multiallergènes						2 tubes	J + 5
Digoxine, Vancomycine, Amikacine, Gentamicine						Noter heure dernière prise et posologie	J0 / 2 H
Exploration Anomalie lipidique, EAL, HDL	X					Jeûne strict depuis 12 H	J0 / 1 H
Electrophorèse Protéines							J + 2
Estradiol 17BE2		x				Noter jour du cycle	J0 / 2 H
Facteur Rhumatoïde							J0 / 2 H
Fer	x						J0 / 1 H
Ferritine	x						J0 / 2 H
Fibrinogène							J0 / 1 H
Folates érythrocytaires							J0
Folates sériques	x					Acheminement rapide à l'abri de la lumière	J0
FSH						Noter jour du cycle	J0 / 3 H
FT3	x					Préciser le traitement	J0 / 3 H
FT4	x					Préciser le traitement	J0 / 3 H
GGT	x						J0 / 1 H
Glycémie	x				Fluorure	tube fluorure si délai d'acheminement > 2H, conservation sur fluorure possible à 4°C 24 H	J0 / 1 H
Groupe sanguin						Un tube de chaque Noter Nom, prénom NJF, DDN et Sexe Préciser si ATCD transfusion ou Rophylac	J0 / 1 H
Haptoglobine							J0 / 1 H
HbA1c (Hb glyquées)		x		x			J0



Analyses	préconisé (case colorée) et possible (X)					Particularités	Délai habituel / délai si demande en urgence
	Sérum	Héparine	EDTA	Citrate	Autre		
HBs Antigène		x	x				J0 / 3 H
HCG						Noter la DDR	J0 / 1 H
Hémocultures						Flacons et matériel sur demande	J + 5 maxi
Héparinémie						Entre 2 injections, dépôt dans l'heure	J 0 / 1 H
Hyper glycémie provoquée						Au laboratoire	J0
IGE		x					J0 / 4 H
IgG IGA IGM		x					J0 / 3 H
Immuno Electrophorèse							J + 2
Insuline						Noter l'heure si non à jeun	Envoi
INR, TP						Préciser le nom de l'AVK et la posologie Utiliser un tube de purge si prélèvement avec épicranienne	J0 / 1 H
Ionogramme	x					Acheminement rapide	J0 / 1 H
Lactate					Fluorure	Acheminement rapide	Envoi
LDH	x						J0 / 1 H
LH		x				Noter jour du cycle	J0 / 3 H
Lipase	x						J0 / 1 H
Magnésium	x						J0 / 1 H
MNI test			x				J0 / 1 H
NFP Hémogramme							J0 / 1 H
Phadiatop						2 tubes	J + 3
PAL Phosphatases Alcal.	x						J0 / 1 H
Phosphore	x						J0 / 1 H
Plaquettes						24 H à 4°C	J0 / 1 H
Plasmodium (paludisme), Parasites sanguins							J0 / 2 H
Potassium - K	x					Acheminement rapide	J0 / 1 H
Préalbumine	x						J0 / 2 H
Procalcitonine							J0 / 1 H
Progestérone						Si cycle Prvt à J22 - J 23	J0 / 3 H
Prolactine						A jeun, repos 20 mn 1H 30 après réveil	J0 / 3 H
Protides	x						J0 / 1 H



Analyses	préconisé (case colorée) et possible (X)					Particularités	Délai habituel / délai si demande en urgence
	Sérum	Héparine	EDTA	Citrate	Autre		
PSA							J0 / 2 H
PSA Libre						A déposer dans les 3 heures	J0 / 2 H
PTH intacte		x	x				J0 / 2 H
RAI Agglutines irrégulières						Un tube de chaque Noter Nom, prénom NJF, DDN et Sexe Préciser si ATCD transfusion ou Rophylac	J0
RAST						2 tubes	J + 3
Réserve alcaline	x						J0 / 1 H
Réticulocytes							J0 / 1 H
Sérologie Rubéole							J0 / 4 H
Sérologie Toxoplasmose							J0 / 4 H
Sodium - Na	x						J0 / 1 H
TCA - TCK - TP						A déposer dans les 6 H Préciser si HNF ou HBPM Utiliser un tube de purge si prélèvement avec épicroanienne	J0 / 1 H
TGO - ASAT	x						J0 / 1 H
TGP - ALAT	x						J0 / 1 H
Transferrine	x						J0 / 2 H
Triglycérides	x					Jeûne strict depuis 12 H	J0 / 1 H
Trophatop						2 tubes	J + 3
Troponine	x					acheminement rapide	J0 / 1 H
TSH	x					Préciser traitement	J0 / 2 H
Urée	x						J0 / 1 H
Vitamine B12						transport à l'abri de la lumière	J0
Vitamine D		x					J0
VS Vitesse de sédimentation							J0 / 2 H
Waalser Rose							J0

**Pour les analyses ne figurant pas dans ce tableau, vous pouvez vous référer au catalogue des analyses spécialisées qui vous a été donné, les tubes particuliers nécessaires vous seront fournis à la demande. Nous restons évidemment à votre disposition pour toutes demandes de renseignements complémentaires.**

**LILLERS** rue Fossé Cave Tél : 03 21 54 72 10 Mail : mequignon.jacques@orange.fr  
**BETHUNE** rue Gaston DEFFERRE Tél : 03 21 63 76 90 Mail : sel.dld@orange.fr  
**BETHUNE** bd BASLY Tél : 03 21 68 71 20 Mail : sel.dld@orange.fr