



POUR : (Y apposer votre tampon ou préciser)

QUANTITE

- Sachets tubes pour prélèvement sanguin
- Epicrâniennes bleues (0,6)
- 1 boîte de 50 Aiguilles Eclipse noires (0,7)
- Corps de pompe supplémentaires
- Boîtes à DASRI pour aiguilles
(si convention DASRI signée avec le laboratoire)
- Ecouvillons stériles avec milieu de transport
- Flacons pour recueil urinaire :
 - ECBU : Flacon jaune avec le tube borate
 - Flacon bouchon rouge pour A/S, MicroAlbumine
 - Addis (HLM)
 - Urines des 24 H
- Flacons pour coproculture et/ou parasitologie des selles
- Flacons pour coprologie fonctionnelle
- Autres ou Remarques :

A transmettre par fax (03 21 63 76 95) ou via le coursier

Matériel demandé par

Date :